

UNIDOS簡易測定手順書

対象: UNIDOS T10001、T10002、T10005をお使いのユーザー様

放射線治療関連機器 輸入販売・サポート









測定の流れ

設定等確認、実測手順



測定の流れ

ロコンセントを接続
※必ず純正の電源ケーブルを使用
※必ずアースを接続(3本足のプラグ)
電源投入
ロウォームアップ(10-15分)
セットアップ、各種設定を確認
※詳細は別頁に記載
印可電圧設定、検出器接続
ロ必要に応じてプレ照射実施
ゼロ調実施(NULボタン)
実測(STAボタン)、リセット(RESボタン)



(測定レンジ変更)

(測定モード変更)

設定確認

1. 測定モード

校正時のモードと同一であるか、ご確認ください。

通常、"「Current dt"(電流積算)です。

"CHARGE"(コンデンサモード)になっている場合はMODボタンを押して変更してください(通常は使わないモードです)。

2. 測定レンジ

校正時のモードと同一であるか、ご確認ください。

レンジが違う場合は、RGEボタンを押して変更してください。

目安としては、Farmer型、Roos型はMedレンジ、PinPoint型、 Advanced Markus型はLowレンジとなります。0.125ccの Semiflex型は通常Medレンジとなりますが、校正センターの 線源減弱のため、Medレンジでの校正が出来ないケースも あります。



設定確認

3. 表示モード

Qは電流積算値、は現在の電流値を示します。

通常はQの電流積算値を用います。

|表示では、非照射時に電位計が安定しているか、照射時にD/Rが安定しているかを確認することができます。

4. 電離箱

正しい電離箱が選択されているか、確認してください。

また、カーソルをCHAMBERに合わせてENTボタンを押すと、設定値の詳 細が確認できます。

印可電圧が正しいかどうか、確認してください。

設定が正しい事が確認できましたら、検出器を接続してください。

その際、一度印可電圧を0Vにするか、そのまま検出器を接続するかは 電位計のタイプやご施設の運用方法によって異なります。

ご不明な点はユーロメディテックまでご連絡ください。

印可電圧→	. CHAMBER	03	"WaterProof 0.6 "
	Type: Uoltage Quantity N .kp,0 .Source	30013 400 U Dw 1.000E+00	Ser.No: 6248 (= Umax) G9/C



設定確認

5. 電離箱設定の確認

上下キーでVoltageにカーソル を合わせてENTボタンを押すと、 印加電圧が変更できます。

極性は本体背面にあるスイッチで変更可能です。

極性の変更時は、念のため線量 計のケーブルを抜いて行うことを おすすめします(検出器の故障 予防のため)。





準備が整いましたら、必要に応じてプレ照射を行い、NULボタンを 押してゼロ調してください。

ゼロ調には通常70秒ほどかかります。

ゼロ調後、表示モードをIにして、値が0で安定していることを確認 してください。

表示モードをQに戻し、STAを押すと測定を開始します。ビームを照 射し、照射が終わったらHLDボタンで表示を止めてください。(ほと んどの場合、HLDを押さなくても表示は安定しています)

必ず単位が電離量(pC、nC)となっている事を確認し、計算用の Excelシート等に数値を記入してください。

計算シートの数式も確認し、どの単位で計算されるかを必ずご確認ください。

計算シートに記入後、RESボタンを押して測定値を消去してください。



UNIDATACOUT

01法の時代に販売していた線量 計算・管理ソフトウェア 「UNIDATA」はWindows XPまでの 対応となり、既に弊社でのサ ポートも終了しております。

また、12法にも対応しておりませ んので、Excelシート等での線量 計算をお願いいたします。