

2021/12/24 公開

2021/12/27 更新

2022/1/5 更新

Log4j 脆弱性における弊社製品への影響について

現時点(2022年1月5日)での情報を記載しております。追加情報が入りましたら更新致します。

メーカー	影響
MIM Software	Log4j ライブラリは使用していますが、使用するバージョンが 1.2.16 であるため影響はありません
Vision RT	Log4j が RAID ドライブに使用されているため影響を受けます ワークステーションに『MaxView Storage Manager』がインストールされている場合は、 削除してください <u>対象製品</u> 販売名 : Align RT Plus(アライン・RT プラス) 医療機器製造販売承認番号 : 22300BZI00014000
PTW	使用していないので影響ありません
ScandiDos	使用していないので影響ありません
CIRS	使用していないので影響ありません
AQUILAB	使用していないので影響ありません
BEBIG	使用していないので影響ありません
Varian	VariSeed 及び Mobius3D の状況については、バリアン社にお問い合わせください

本件に関する詳細につきましては、下記にご連絡いただきますようお願い致します。

弊社 HP のお問い合わせページよりご連絡いただくことも可能ですが、回答にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

ユーロメディテック株式会社 技術部

本社： TEL 03-5449-7585

大阪支店： TEL 06-6131-2180

- ・(2021/12/27 更新) CIRS 社の影響内容を追記
- ・(2022/1/5 更新) CIRS 社製品に影響が無い事を確認し、更新